

Sterilizzazione, igiene e manutenzione



Classe B, grande vantaggio!





Semplice ed espandibile. Lina appartiene alla linea di sterilizzatrici W&H. Grazie ai suoi cicli esclusivamente di tipo B e all'USB integrata per il salvataggio automatico, offre la massima sicurezza e un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.



Esclusivamente cicli di classe B

La sterilizzatrice Lina lavora solo con cicli di classe B e con ciclo veloce ECO B per carichi minori.



Semplice navigazione

Con la sua tastiera intuitiva e di facile utilizzo assicura una semplice navigazione tra tutte le opzioni di sterilizzazione.



Programma di sterilizzazione ECO B

La durata del ciclo può essere dimezzata per piccole quantità di carico.



Memoria USB integrata

Il salvataggio dei cicli di sterilizzazione avviene direttamente su una chiave USB, senza l'ausilio di cavi aggiuntivi o dispositivi esterni.



Stampante per etichette con codice a barre

Per la stampa dei codici a barre, la stampante per etichette LisaSafe può essere collegata direttamente alla sterilizzatrice. Il salvataggio dati su USB integrata ha permesso di ottimizzare il sistema di rintracciabilità.



Alimentazione acqua

La qualità dell'acqua è monitorata tramite il rilevatore integrato. Lina è inoltre predisposta per il riempimento automatico dell'acqua (AWF).

Dati tecnici



Leggere il codice QR con il lettore del cellulare per maggiori informazioni su Lina.

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della dotazione.

I cicli di sterilizzazione di Lina

	B-Universal 134			B-Prion 134			B-Universal 121	
Temperatura	134 °C			134 °C			121 °C	
Durata della fase di sterilizzazione	3,5'			18'			15'	
Durata complessiva del ciclo incl. asciugatura	ECO-B	Pieno carico	Normale carico	ECO-B	Pieno carico	Normale carico	Pieno carico	
	Lina 17	29'	54'	49'	44'	69'	64'	75'
	Lina 22	33'	64'	55'	48'	79'	70'	79'

Carico compatto ECO max.; carico pieno/normale; carico poroso max.

Lina 17: 0,5 kg / 4 kg / 2 kg / 1,5 kg • Lina 22: 0,5 kg / 5 kg / 2 kg / 1,8 kg

Cicli di prova

Test Helix/Bowie Dick/del vuoto

I vantaggi a colpo d'occhio

- > Con il ciclo ECO B, la durata del ciclo viene ridotta fino alla metà
- > Funzionamento silenzioso grazie al sistema di separazione dell'acqua brevettato
- > Tastiera di facile utilizzo per una semplice navigazione tra tutte le opzioni di sterilizzazione
- > Filtro antipolvere integrato per la protezione dei componenti interni
- > Avvio del ciclo programmabile
- > Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
- > Valvola automatica di riempimento acqua integrata
- > Registrazione automatica e digitale dei cicli su chiave USB



	Lina 17	Lina 22
Modello:	PR013-003-17	PR013-003-22
Capacità della camera:	17 l	22 l
Alimentazione:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz; 10 A	
Consumo energetico:	2 kW	
Dimensioni esterne (B x A x P):	450 x 435 x 599 mm	
Peso:	39 kg	40 kg
Serbatoio acqua pulita/sporca:	4 / 3,5 litri	
Area operativa:	da 5 a 10 cicli	
Area utilizzabile della camera (B x A x P):	195 x 195 x 297 mm	195 x 195 x 390 mm
Possibilità di collegamento:	Fino a 2 collegamenti seriali, 1 USB e 1 valvola integrata per caricamento automatico dell'acqua	

Sviluppo, certificazione e convalida delle sterilizzatrici Lina

sono stati eseguiti conformemente alle direttive e agli standard europei:

93/42/CEE	Direttiva sui dispositivi medici	EN 61326	Compatibilità elettromagnetica
2014/68/EU	Direttiva recipienti in pressione	EN 61010-1	Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici in laboratorio
EN ISO 17665-1	Convalida e monitoraggio di routine per la sterilizzazione con calore umido	EN 61010-2-040	Prescrizioni particolari per sterilizzatrici a vapore
EN 13060	Piccoli sterilizzatrici a vapore		

Produttore:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t + 39 035 66 63 911
f + 39 035 06 62 504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com